

אופן הוצאת הדגימה

שלב 1

חבישת כפפות ודקירה קלה ע"י מחט סטרילית ולהמתין כמה דקות.



שלב 2

יש למרוח את הדם על גבי נייר ווטמן.



שלב 3

למלא טופס זיהוי הבדיקה ניתן להוריד דרך עמוד הבדיקות שלנו

STLab

שם השולח _____

סוג התוכי _____

מס זיהוי _____

כרטיס דגימת דם של התוכי

מפרט לדוגמא

